

Super 7+™

Vetericyn
JTPHARMA®

PROTECCIÓN Y SECADO ULTRARÁPIDO DEL CORDÓN UMBILICAL EN ANIMALES RECIÉN NACIDOS

en tan solo
8 horas
el cordón umbilical
está seco, retraído
y cerrado

Inmediatamente después de usar
SUPER 7+



después de 8 horas
¡¡¡Está seco!!!



Utilizar SUPER 7+ en el ombligo y el cordón umbilical, ayuda a evitar que entren bacterias a la vena umbilical y al tracto urinario (Bacterias Gram Negativas, Salmonella, E. coli, Cryptosporidium).

Características y Beneficios

- * Alternativa efectiva al Yodo al 7%.
- * Secado ultrarrápido del cordón umbilical.
- * Una única aplicación.
- * Indicación por coloración para una rápida identificación de animales tratados.
- * Fácil de usar.
- * Seguro para el animal, para el operario que aplica el producto.
- * No daña el medio ambiente.
- * Se puede usar en animales cuyo cordón umbilical fuera cortado al nacimiento.
- * No es inflamable ni corrosivo.
- * No se requiere manejo especial del producto, ni riesgo en su uso.
- * No produce humos tóxicos.
- * Larga vida media del producto.

La Tecnología

El agua electrolizada alcalina tiene propiedades hipertónicas muy fuertes.

Cuando el tejido se sumerge en una solución hipertónica, el agua se extrae de la membrana citoplasmática de los microorganismos. Como el agua se difunde a través de la membrana, el microorganismo se deshidrata y muere. Excelentes propiedades destructoras de bacterias Gram-negativas.

Composición

Agua electrolizada purificada alcalina, Bicarbonato Sódico, Cloruro Sódico, Hidroxido Sódico y Sales mezcladas disódicas.



JT PHARMA[®]

Apdo. de Correos 25 - 28609 Sevilla la Nueva (Madrid)

Tel.: 91 186 31 16 Fax: 91 205 33 01

www.jtpharma.es